

Anti-Banf1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75531

Artikelnummer: CM0005777



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen BANF1 (Barrier-to-autointegration factor), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattespezifisches BANF1. Geeignet für die Forschung an Chromatinorganisation, DNA-Schäden und viraler Integration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BANF1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	BAF; NGPS; BCRP1; D14S1460; BANF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8815
GenID	8815
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-89 von menschlichem BANF1 (O75531) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75531
Proteingewicht	10kDa
Versand	Eisbeutel