

Anti-Banp Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N9N5

Artikelnummer: CM0030203



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BANP (BEND1/SMAR1), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines BANP, einen Chromatinregulator und Tumorsuppressor. Ideal für die Erforschung der T-Zell-Entwicklung, des Zellzyklus und des Spleißens.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BANP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BEND1; SMAR1; SMARBP1; BANP
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	54971
Gen-ID	54971
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 von humanem BANP (NP_060339.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8N9N5
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel