

Anti-Bap1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92560

Artikelnummer: CM0026333



Einführung

BAP1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten BAP1 (~80 kDa). Ideal für die Untersuchung der Histon H2A-Deubiquitinierung und Chromatin-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BAP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UBM2; UVM2; KURIS; TPDS1; UCHL2; hucep-6; HUCEP-13; BAP1
Spezies	Human
GeneID (Human)	8314
GeneID	8314
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-270 von humanem BAP1 (NP_004647.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92560
Protein-Gewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel