

Anti-Bap31 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51572

Artikelnummer: CM0006196



Einführung

BAP31 Kaninchen monoklonaler Antikörper entwickelt für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detektiert BAP31 Protein (28 kDa) in menschlichen, Maus- und Rattenproben. Wesentlich für die Untersuchung der ER-Funktion, des Proteintransports und Apoptosewege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BAP31 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CDM; DDCH; BAP31; 6C6-AG; DELXQ28; DXS1357E; MICRODELXq28
Spezies	Mensch
Gen-ID	10134
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 101-200 von menschlichem BAP31 (P51572) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51572
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel