

Anti-Bap31 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P51572

Artikelnummer: CM0025517



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes BAP31 (BCAP31), ein ER-Membranprotein, das an Proteinsekretion und ERAD beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA und reagiert kreuzreagierend mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BAP31 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CDM; DDCH; BAP31; 6C6-AG; DELXQ28; DXS1357E; MICRODELXq28
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10134
GeneID	10134
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 127-246 von humanem BAP31 enthält (NP_001243376.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51572
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel