


Anti-Bat3/Bag6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P46379

Artikelnummer: CM0020734



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BAT3/BAG6, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Proteinqualitätskontrolle, Apoptose und Immunantworten. UniProt P46379.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BAT3/BAG6 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	G3; BAT3; BAG-6; D6S52E; BAT3/BAG6
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7917
GeneID	7917
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46379
Proteingewicht	119 kDa
Versand	Kühlakku