


Anti-Bat3/Bag6 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P46379

Artikelnummer: CM0002961



Einführung

Hochwertiger Anti-BAT3/BAG6 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes BAG6, ein Chaperon, das an der Proteinkontrollqualität und Apoptose beteiligt ist. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BAT3/BAG6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	G3; BAT3; BAG-6; D6S52E; BAT3/BAG6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7917
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1033-1132 von menschlichem BAT3/BAG6 (P46379) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46379
Proteingewicht	119kDa
Versand	Eisbeutel