


## Anti-Bax Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q07812

Artikelnummer: CM0013150



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Bax (BCL2 Associated X). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Apoptose-Forschung. Immunogen: synthetisches Peptid (AA 1-100).

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Bax Kaninchen pAb                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | BCL2 Associated X, Bcl-2-ähnliches Protein 4, Bcl2-L-4, BCL2L4,BAX                                                |
| Spezies           | Mensch                                                                                                            |
| Gen-ID (Mensch)   | 581                                                                                                               |
| Gen-ID            | 581                                                                                                               |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Bax (NP_620116.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                         |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                            |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                               |
| SWISS             | Q07812                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 21 kDa                                                                                                            |
| Versand           | Eispackung                                                                                                        |