


Anti-Bax Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07812

Artikelnummer: CM0013232



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-Bax-Antikörper validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA; reagiert mit Bax von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Bax Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	BCL2 Associated X, Bcl-2-ähnliches Protein 4, Bcl2-L-4, BCL2L4,BAX
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	581
GenID	581
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Bax (NP_620116.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q07812
Proteinmasse	21 kDa
Versand	Eisbeutel