


Anti-Bax Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Ko Validiert) Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q07812

Artikelnummer: CM0003437



Einführung

Validierter Bax-Kaninchen-monoklonaler Antikörper für die Apoptoseforschung. Geeignet für WB, IF/ICC, IP und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf SWISS Q07812 mit einem Proteingewicht von 21 kDa ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] Bax Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	BCL2L4; ax
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	581
Gen-ID	581
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q07812
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel