


Anti-Bax Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Apoptose-Forschung - Q07812

Artikelnummer: CM0012926



Einführung

KO-validierter kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes Bax (BCL2-assoziiertes X, BCL2L4). Detektiert ein 21 kDa Protein. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ideal für Apoptose-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] Bax Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BCL2 Associated X, Bcl-2-Like Protein 4, Bcl2-L-4, BCL2L4, BAX
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	581
GenID	581
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Bax (NP_620116.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q07812
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel