


Anti-Baz2A Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uif9

Artikelnummer: CM0022084



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes BAZ2A (TIP5), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Chromatin-Remodellierung und rDNA-Silencing.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BAZ2A Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	TIP5; WALp3; BAZ2A
Spezies	Human
GeneID (Human)	11176
GeneID	11176
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 97-295 des humanen BAZ2A (NP_038477.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UIF9
Proteingewicht	211 kDa
Versand	Kühlakku