


Anti-Baz2A / Tip5 Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uif9

Artikelnummer: CM0021347



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes BAZ2A / TIP5, validiert für Western Blot und ELISA. Spezifisch für humane und murine Zielproteine, ideal für die Chromatin-Remodellierung und die epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BAZ2A / TIP5 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TIP5; WALp3; BAZ2A / TIP5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	11176
GeneID	11176
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 97-295 des humanen BAZ2A (TIP5) (NP_038477.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UIF9
Proteingewicht	211 kDa
Versand	Kühlakku