

Anti-Bbs10 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tam1

Artikelnummer: CM0027511

Einführung

Anti-BBS10 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt humanes und murines BBS10 (~81 kDa). Ideal für die Erforschung von Ziliopathien, der BBSome-Assemblierung und molekularen Chaperon-Funktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BBS10 polyklonaler Kaninchen-Antikörper
Anmerkungen/Alias	C12orf58; BBS10
Spezies	Human
GeneID (Human)	79738
GeneID	79738
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 474-723 von humanem BBS10 (NP_078961.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8TAM1
Proteingewicht	81 kDa
Versand	Eisbeutel