

## Anti-Bbs7 Kaninchen-Polklonale Antikörper Für Wb/If/Icc/Elisa - Q8Iwz6

Artikelnummer: CM0024634

### Einführung

Kaninchen-polklonale Antikörper gegen humanes BBS7 (BBS2L1), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Erkennt ein ~80 kDa Protein. Geeignet für Forschung zu Ziliopathien, BBSom-Komplexen und dem SHH-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | BBS7 Kaninchen pAb                                                                                                        |
| Anmerkungen/Aliase | BBS2L1; BBS7                                                                                                              |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                    |
| GenID (Mensch)     | 55212                                                                                                                     |
| GenID              | 55212                                                                                                                     |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-270 von humanem BBS7 (NP_060660.2) enthält. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie          | Polklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                       |
| SWISS              | Q8Iwz6                                                                                                                    |
| Proteingewicht     | 80kDa                                                                                                                     |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                 |