

Anti-Bc12 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6Yul8

Artikelnummer: CM0021922

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Oryza sativa BC12 (KIN4A), geeignet für Western Blot und ELISA. Validiert für Reis-Arten. Nützlich für die Forschung zu Zellwandbiogenese und Gibberellin-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BC12 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BC2; GDD1; KIF4-like; Osj_28385; OJ1134_E08.39-1; OJ1134_E08.39-2; OJ1134_E08.39-3; BC12
Spezies	Oryza sativa
Gen-ID	4346402
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 840-970 von Oryza sativa BC12 entspricht. (Q6YUL8)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	Q6YUL8
Proteingewicht	116kDa
Versand	Eistasche