


Anti-Bcap29 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhq4

Artikelnummer: CM0030881



Einführung

BCAP29 Kaninchen pAb erkennt menschliches, murines und Ratten-BCAP29 (B-Zell-Rezeptor-assoziiertes Protein 29) bei WB, IHC-P und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von ER-Golgi-Transport und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCAP29 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	B29; BAP29; BCAP29
Spezies	Mensch
GeneID	55973
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 125-241 des menschlichen BCAP29 (NP_061332.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UHQ4
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel