

Polyklonaler Anti-Bcar1-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56945

Artikelnummer: CM0022482



Einführung

Polyklonaler BCAR1-Kaninchenantikörper (P56945), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielstruktur ist p130cas, ein zentrales Dockingprotein in Signalwegen der Zelladhäsion und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCAR1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas; BCAR1
Spezies	Mensch
Gen-ID	9564
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 495-612 des menschlichen BCAR1 (NP_055382.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P56945
Proteingewicht	93 kDa
Versand	Kühlakku