

## Anti-Bcas3 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9H6U6

Artikelnummer: CM0028587

### Einführung

Kaninchen-Polyclonal-Antikörper, der auf menschliches BCAS3 abzielt, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Angiogenese, Krebs und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                              |
|-------------------|-----------------------------------|
| Produktname       | BCAS3 Kaninchen pAb               |
| Anmerkungen/Alias | MAAB, GAOB1, PHAF2, HEMARS, BCAS3 |
| Spezies           | Mensch                            |
| Gen-ID (Mensch)   | 54828                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein             |
| Quelle            | Kaninchen                         |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper            |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte               |
| SWISS             | Q9H6U6                            |
| Protein-Gewicht   | 101kDa                            |
| Versand           | Eisbeutel                         |