

Anti-Bcat2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15382

Artikelnummer: CM0026724



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes BCAT2 (mitochondriale verzweigt-kettige Aminosäure-Aminotransferase). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für metabolische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCAT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	BCAM; BCT2; HVLI; PP18; BCATM; BCAT2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	587
GenID	587
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 28-392 des humanen BCAT2 (NP_001181.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15382
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel