

Anti-Bcat2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O15382

Artikelnummer: CM0006857



Einführung

BCAT2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches BCAT2 und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zum Stoffwechsel der verzweigtkettigen Aminosäuren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCAT2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BCAT2; BCAM; BCATM; BCT2; PP18; verzweigtkettige Aminotransferase 2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	587
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-392 von menschlichem BCAT2 entspricht. (NP_001181.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15382
Proteingewicht	33kDa/44kDa
Versand	Eisbeutel