

Anti-Bccip-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P287

Artikelnummer: CM0028575



Einführung

BCCIP-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und rattem BCCIP. Ideal für Studien zur DNA-Reparatur, dem Zellzyklus und dem Zentrosom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCCIP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TOK1; TOK-1; BCCIP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	56647
GenID	56647
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-314 von menschlichem BCCIP (NP_510868.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P287
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel