


Anti-Bcdin3D Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z5W3

Artikelnummer: CM0021759



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen BCDIN3D (RNA-5'-Monophosphat-Methyltransferase), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für Studien zur tRNA-Methylierung und miRNA-Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCDIN3D Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BCDIN3D
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	144233
GeneID	144233
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-292 des humanen BCDIN3D (NP_859059.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q7Z5W3
Protein-Gewicht	33kDa
Versand	Eistasche