


Anti-Bckdha Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P12694

Artikelnummer: CM0030627



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BCKDHA (MSU1, BCKDE1A), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt Human, Maus, Ratte. Zielt auf mitochondriale Alpha-Untereinheit der verzweigtkettigen Ketosäure-Dehydrogenase E1, ~50 kDa. Ideal für Stoffwechsel- und Ahornsirupkrankheit-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCKDHA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MSU; MSUD1; OVD1A; BCKDE1A; BCKDHA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	593
GenID	593
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 276-445 von humanem BCKDHA (NP_000700.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12694
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel