


Anti-Bckdha Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P12694

Artikelnummer: CM0018885



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen menschliches BCKDHA, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des Stoffwechsels verzweigtkettiger Aminosäuren und der mitochondrialen Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCKDHA Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MSU; MSUD1; OVD1A; BCKDE1A; BCKDHA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	593
Gen-ID	593
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 276-445 des menschlichen BCKDHA (NP_000700.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12694
Proteinmasse	50 kDa
Versand	Eisbeutel