


Anti-Bckdhb (E1B) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P21953

Artikelnummer: CM0006536



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes BCKDHB (E1B, BCKDH E1-beta). Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des mitochondrialen Stoffwechsels und der Ahornsirupkrankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCKDHB-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	E1B; BCKDE1B; BCKDH E1-beta; BCKDHB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	594
Gen-ID	594
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 51-392 des humanen BCKDHB entspricht (NP_898871.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21953
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Kühlakku