


Monoklonaler Anti-Bckdhb-Antikörper Für Wb - P21953

Artikelnummer: CM0006507



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen BCKDHB (BCKDE1B), validiert für WB und ELISA, reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Zur Forschung am Stoffwechsel verzweigtkettiger Aminosäuren und an der Ahornsirupkrankheit eingesetzt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCKDHB-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	E1B; BCKDE1B; BCKDH E1-beta; BCKDHB
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	594
GeneID	594
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 51-392 des humanen BCKDHB (NP_898871.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21953
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Kühlakku