

Monoklonaler Anti-Bckdk-Antikörper Für Wb, Elisa - O14874

Artikelnummer: CM0003687



Einführung

Mäusemonoklonaler Antikörper, der humanes BCKDK targetiert, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Erkennt die verzweigt-kettige Alpha-Ketosäure-Dehydrogenase-Kinase, einen Schlüsselregulator des BCAA- und Lipidstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCKDK Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	BDK; BCKDKD; BCKDK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10295
GenID	10295
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14874
Proteinmasse	46 kDa
Versand	Eisbeutel