

Anti-Bckdk-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O14874

Artikelnummer: CM0025693



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen BCKDK (Branched-Chain Alpha-Ketoacid Dehydrogenase Kinase) gerichtet ist. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Ratte. Ideal für die Forschung zu BCAA-Stoffwechsel sowie Glukose- und Lipidregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCKDK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BKD; BCKDKD; BCKDK
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10295
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 153-412 von humanem BCKDK (NP_005872.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	O14874
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel