

Monoklonaler Anti-Bcl-2-Antikörper Für Wb - P10415 / P49950

Artikelnummer: CM0011669



Einführung

Validierter monoklonaler Anti-Bcl-2-Kaninchenantikörper für Western Blot (WB), IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-Bcl-2. Geeignet für die Erforschung von Apoptose, Autophagie und Krebs. Rekombinanter Antikörper für konsistente Leistung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] Bcl-2 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	Bcl-2; PPP1R50
Art	Mensch/Ratte
GeneID (Mensch)	596
GeneID	596/24224
Immunogen	Ein synthetisches Peptid aus menschlichem/Ratten-Bcl2
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10415/P49950
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel