

Anti-Bcl-2 Polyklonaler Antikörper Für Wb - P10415

Artikelnummer: CM0017298



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Bcl-2, geeignet für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Entwickelt für Apoptose- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Bcl-2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Bcl-2; PPP1R50
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	596
GenID	596
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-239 von humanem Bcl-2 (NP_000624.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10415
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel