

Anti-Bcl-2 (Ppp1R50) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P10415

Artikelnummer: CM0015400



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Bcl-2 (PPP1R50), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Unterdrückt Apoptose; geeignet für Apoptose- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Bcl-2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Bcl-2; PPP1R50
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	596
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Bcl-2 (NP_000624.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P10415
Protein-Gewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel