

Anti-Bcl-2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49950

Artikelnummer: CM0010753

Einführung

Ideal für Apoptose- und Krebsforschung; dieser Anti-Bcl-2-Kaninchen-monoklonale Antikörper ist für WB, IHC-P und ELISA validiert, mit bestätigter Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. - P49950

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Bcl-2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Bcl-2
Spezies	Ratte
GenID (Mensch)	596
GenID	24224
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von Ratten-Bcl2 (NP_058689.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P49950
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel