


Anti-Bcl-W Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92843

Artikelnummer: CM0018341



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der auf humanes Bcl-W (BCL2L2) abzielt, validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Apoptose- und Zellüberlebensforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Bcl-W Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BCLW; BCL-W; PPP1R51; BCL2-L-2; Bcl-W
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	599
Gen-ID	599
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-193 von humanem Bcl-W entspricht (NP_004041.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q92843
Protein-Gewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel