


Anti-Bcl-XL-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q07817

Artikelnummer: CM0006436



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Bcl-XL, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humane, murine und Rattenproteine. Ideal für die Apoptose- und Mitochondrienforschung. Vollständige Produktdetails, biologischer Hintergrund und Unterstützung bei der Beschaffung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Bcl-XL-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Bcl-XL
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	598
GeneID	598
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-80 des humanen Bcl-XL entspricht (NP_612815.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q07817
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Kühlakku