

Anti-Bcl-XL-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q07817

Artikelnummer: CM0013433



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen Bcl-XL (AS 1-80). Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Apoptose- und Mitochondrienforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Bcl-XL-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Bcl-XL
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	598
Gen-ID	598
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-80 des humanen Bcl-XL (NP_001304848.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q07817
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Kühlakku