


Anti-Bcl-XL Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Kd-Validiert) Für Wb, Elisa - Q07817

Artikelnummer: CM0022801



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen Bcl-XL, KD-validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem Bcl-XL; ideal für Apoptose-, Krebs- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] Bcl-XL Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; [KD Validated] Bcl-XL
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	598
Gen-ID	598
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-120 von humanem Bcl-XL (NP_001304848.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q07817
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel