


Anti-Bcl10 (Ko Validiert) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O95999

Artikelnummer: CM0014433



Einführung

KO validierter Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches Bcl10, für Western Blot und ELISA. Erkennt Bcl10 bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum NF- κ B-Signalweg und Immunsignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] Bcl10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CLAP; mE10; CIPER; IMD37; c-E10; CARMEN; 10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8915
GenID	8915
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-233 von menschlichem Bcl10 (NP_003912.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95999
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel