

Anti-Bcl2L12 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hb09

Artikelnummer: CM0003244

Einführung

BCL2L12 Kaninchen-mAk (Mensch, 37kDa, Q9HB09) validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA. Geeignet für Apoptoseforschung und Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCL2L12 Kaninchen-mAk
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	83596
GenID	83596
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9HB09
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel