

## Anti-Bcl2L14/Bclg Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bzr8

Artikelnummer: CM0003616

### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes BCL2L14/BCLG, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Apoptoseforschung und Entwicklung von diagnostischen Assays.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | BCL2L14/BCLG Kaninchen mAb                                                                                                     |
| Bemerkungen/Alias | BCLG; BCL2L14/BCLG                                                                                                             |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                         |
| GenID (Mensch)    | 79370                                                                                                                          |
| GenID             | 79370                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von humanem BCL2L14/BCLG (Q9BZR8) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                            |
| SWISS             | Q9BZR8                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 37kDa                                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                      |