

Anti-Bcl2L14/Bclg Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If, Elisa - Q9Bzr8

Artikelnummer: CM0028050

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen menschliches BCL2L14/BCLG (Apoptose-Facilitator Bcl-2-ähnlich 14). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Apoptose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCL2L14/BCLG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BCLG; BCL2L14/BCLG
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79370
Gen-ID	79370
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-327 des menschlichen BCL2L14/BCLG (NP_620049.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BZR8
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel