

Anti-Bcl3 Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P20749

Artikelnummer: CM0014684



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes BCL3, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murine und Ratten-BCL3. Geeignet für Studien zur NF-kappa-B-Regulation und onkogener Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BCL4; D19S37; BCL3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	602
GenID	602
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem BCL3 entspricht (NP_005169.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20749
Proteinmasse	48 kDa
Versand	Eisbeutel