

Anti-Bcl6-Monoklonaler Antikörper () Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P41182

Artikelnummer: CM0012275



Einführung

Kaninchen anti-human BCL6 monoklonaler Antikörper, direkt konjugiert mit für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Validiert für FC (intra), zielt auf einen Transkriptionsrepressor ab, der in der Keimzentrumsbiologie und der Lymphomforschung kritisch ist. Kreuzreaktivität mit Human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human BCL6 mAk
Bemerkungen/Alias	BCL6; BCL5; BCL6A; LAZ3; ZBTB27; ZNF51; B-Zell CLL/Lymphom 6
Spezies	Human
GenID	604
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 235-350 von humanem BCL6 (NP_001124317.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P41182
Proteingewicht	72kDa/78kDa
Versand	Eisbeutel