

Anti-Bcl6-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie Und Elisa - P41182

Artikelnummer: CM0006651



Einführung

Rekombinanter Anti-human-BCL6-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie und ELISA. Ideal zur Untersuchung der Funktion und Lokalisation des B-Zell-Lymphom-6-Proteins.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCL6-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27; BCL6
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	604
GeneID	604
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 235-350 des humanen BCL6 (NP_001124317.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär), ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P41182
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Kühlakku