

Anti-Bcl9 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O00512

Artikelnummer: CM0022392



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches Bcl9, ein Proto-Onkogen des Wnt-Signalwegs. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Immunogen: Rekombinantes N-terminales Protein. Ideal für Forschung in der Krebs- und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Bcl9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LGS; Bcl9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	607
GenID	607
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Bcl9 enthält (NP_004317.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O00512
Proteingewicht	149 kDa
Versand	Eisbeutel