

Anti-Bcl9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9D219

Artikelnummer: CM0028989

Einführung

Anti-Bcl9 kaninchenpolyklonaler Antikörper, geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes Bcl9, einen ~149 kDa nukleären Coaktivator des Wnt-Signalwegs. Unterstützt die Krebs- und Entwicklungsbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Bcl9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	G>Gm130; 2610202E01Rik; 8030475K17Rik; A330041G23Rik; Bcl9
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	607
GenID	77578
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1278-1377 von murinem Bcl9 (NP_084209.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9D219
Proteingewicht	149 kDa
Versand	Eisbeutel