

Anti-Bcl9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9D219

Artikelnummer: CM0023964

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das Maus-B-Zell-CLL/Lymphom-9-(Bcl9)-Protein. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Wnt-Signalweg-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Bcl9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Gm130; 2610202E01Rik; 8030475K17Rik; A330041G23Rik; Bcl9
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	607
Gen-ID	77578
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-500 von Maus-Bcl9 (Q9D219) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9D219
Proteingewicht	149 kDa
Versand	Eisbeutel