


Anti-Bclaf1 Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nyf8

Artikelnummer: CM0024202



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen BCLAF1 (BTF), geeignet für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und Ratten-BCLAF1. Ideal für Studien zu Apoptose und transkriptioneller Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCLAF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BTF, bK211L9.1, BCLAF1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9774
Gen-ID	9774
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 330-552 von humanem BCLAF1 entspricht (NP_001070909.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NYF8
Proteinmasse	106 kDa
Versand	Eisbeutel