

Anti-Bcmo1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hay6

Artikelnummer: CM0018310

Einführung

BCMO1-Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Validiert in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist die Beta-Carotin-Dioxygenase 1, ein Schlüsselenzym für die Retinalproduktion und das Sehvermögen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCMO1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BCO; BCDO; BCMO; BCDO1; BCMO1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	53630
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 268-547 des menschlichen BCMO1 (NP_059125.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HAY6
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Kühlakku