


Anti-Bcr Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P11274

Artikelnummer: CM0015114



Einführung

Hochwertiger Anti-BCR Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes BCR. Ideal für die Untersuchung der Small-GTPase-Signalübertragung und der synaptischen Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALL; CML; PHL; BCR1; D22S11; D22S662; BCR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	613
GenID	613
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11274
Proteingewicht	143kDa
Versand	Eisbeutel